



Fachbereich Bienen:
Herr Sebastian Plahl, Tel.: 03471 / 860 419
Frau Julia Sangerhaus, Tel.: 03471 / 860 417

12



Oxalsäure-Applikator (Dosa Laif)

(Art.-Nr.: 8438)



Bestellmenge:



Dosa Laif

Anwendungshinweise:

Erleichtert die Applikation der Oxalsäuredihydrat-Lösung. Die elastische Flasche mit Skaleneinteilung hat ein Volumen von bis zu 600 ml.

Drücken Sie die Flasche so lange, bis die gewünschte Menge Flüssigkeit in der oberen Dosierkammer mit Skaleneinteilung angekommen ist. Durch UMDREHEN der Flasche tritt nur die Flüssigkeit der oberen Dosierkammer aus. Bitte achten Sie beim Ausbringen der Flüssigkeit auf eine gleichmäßige Verteilung.

Vorteile:

Durch die Größe der Flasche reicht eine Füllung für mehrere Anwendungen. Die feine Skaleneinteilung ermöglicht exakt dosierte, kontinuierliche Dosierungen für mehrere aufeinander folgende Behandlungen. Nach Gebrauch empfiehlt es sich mit Wasser zu spülen.